



# Milifee

## Gebrauchsfertiger Sanitärreiniger und Kalklöser

### Einsatzbereich

Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien geeignet wie zum Beispiel Chrom, Kunststoff, Porzellan, Keramik. Zur Entfernung täglich anfallender nutzungsbedingter Sanitärraumverschmutzungen.



### Anwendung

Produkt konzentriert auf sauberes, saugfähiges Tuch sprühen und zu reinigende Oberfläche bearbeiten. Bei Bedarf mit klarem Wasser nacharbeiten.

Hinweis: Materialverträglichkeit stets an unauffälliger Stelle prüfen. Nicht auf säure- und lösemittellempfindlichen Oberflächen anwenden. Sprühnebel nicht einatmen.

Unterhaltsreinigung: Pur

Sprayreinigung: Pur



### Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)  
Völlig autonome Sanitär-Unterhaltsreinigung, da gebrauchsfertige Anwendung
- Reduktion der Rüst- und Wegezeiten
- Absolute Anwenderfreundlichkeit
- Für alle Oberflächen im Sanitärbereich
- Mit dem besonderen Ablaufeffekt, Kalk- und Schmutzblockformel
- RK-gelistet (pur)
- Hervorragend geeignet zur Soft-Schaumreinigung
- Hinterlässt hochglänzende Oberflächen ohne Nachledern
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefesten Fliesen, Spiegel, Porzellan, Keramik und Emaille gem. DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Garantiert eine moderne und exklusive Raumfrische
- Reduzierte CO<sub>2</sub>-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyklatanteil

### Anwendung

MILIFE ist nicht zur Reinigung von großen Flächen bestimmt, hierfür empfehlen wir den Einsatz von MILUZID.

Die Funktionalität des Sprühkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5000 Hüben (1 Hub= $\wedge$ max. 2,5ml) gewährleistet.

Wir empfehlen zur Einsparung von Kunststoff und zusätzlichen Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission das Nachfüllen der 500 ml Gebinde aus dem 10 Liter Kanister mit Hilfe eines Auslaufhahns.



### Technische Informationen

Ktn. mit 6 Fl.

(mit Sprühaufsatz) à 500 ml

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30354

Art.-Nr. 30357




EU Ecolabel:  
DE/020/458



FLASCHENKÖRPER  
30% RECYCLED



KANISTER  
30% RECYCLED

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  1222

pH conc 

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*

**DR.SCHNELL**

QUALITÄT UND SERVICE